


Anti-Ahcy Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23526

Artikelnummer: CM0029359



Einführung

AHCY Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (SAHH) validiert für WB, IF/ICC, ELISA gegen Human, Maus, Ratte. Erkennt Adenosylhomocysteinase, 48 kDa, essenziell für Studien zum Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHCY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Spezies	Human
GeneID (human)	191
GeneID	191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 253-432 von humanem AHCY (NP_000678.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23526
Protein-Größe	48kDa
Versand	Eisbeutel