


Anti-Ahcy11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43865

Artikelnummer: CM0030441



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AHCYL1 (IRBIT) für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattenspezifisches S-Adenosylhomocystein-Hydrolase-ähnliches Protein 1, das an der Kalziumsignalgebung, Flüssigkeitssekretion und Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHCYL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AHCYL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10768
GenID	10768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-260 von menschlichem AHCYL1 (NP_006612.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43865
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel