

Anti-Ahr-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35869

Artikelnummer: CM0009038



Einführung

Hochwertiger AHR-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Ziel ist der humane Arylhydrocarbonrezeptor (bHLHe76, P35869). Ideal für die Erforschung der Xenobiotika-Reaktion, von Krebs und des zirkadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHR-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RP85; bHLHe76; AHR
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	196
GeneID	196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 619-848 des humanen AHR (NP_001612.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35869
Protein-Gewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel