

Anti-Ahr Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - P30561

Artikelnummer: CM0029345



Einführung

Anti-AHR polyklonaler Kaninchen-Antikörper, getestet für Western Blot und ELISA. Erkennt Maus-AHR, einen ligandenaktivierten Transkriptionsfaktor, der am Xenobiotika-Stoffwechsel, der Immunität und dem circadianen Rhythmus beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Toxikologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHR Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Ah; In; Ahh; Ahre; bHLHe76
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	196
GeneID	11622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 706-805 des Maus-AHR (NP_038492.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30561
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eisbeutel