

Anti-Ahr Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Artikelnummer: CM0007128



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AHR, bHLHe76). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für Studien zur Xenobiotika-Reaktion, zirkadianen Rhythmik und Krebs. Erkennt ein 96 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHR Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	RP85; bHLHe76
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	196
Gen-ID	196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 619-848 von menschlichem AHR Kaninchen PolymAb® (NP_001612.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35869
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel