


Anti-Ahsp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzd4

Artikelnummer: CM0026855



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes AHSP, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Erythropoese-, Hämoglobin-Stabilitäts- und Beta-Thalassämie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AHSP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDRF; ERAF; AHSP
Spezies	Human
GeneID (human)	51327
GeneID	51327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-102 von humanem AHSP (NP_057717.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NZD4
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel