


Anti-Aif Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - 095831

Artikelnummer: CM0016592



Einführung

Dieser polyklonale AIF-Antikörper (095831) ist für WB, IF, IHC, ELISA validiert. Er reagiert mit humanem, murinem und Ratten-AIF. Geeignet für Studien zu Apoptose und Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Spezies	Mensch
GenID	9131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 334-613 des menschlichen AIF (NP_004199.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95831
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel