


Anti-Aif Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95831

Artikelnummer: CM0003665



Einführung

Anti-AIF Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-AIF (Apoptose-induzierender Faktor 1, mitochondrial). Ideal für Forschung zu Apoptose und mitochondrialem Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9131
Gen-ID	9131
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von menschlichem AIF (O95831) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95831
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel