


Anti-Aif1/Iba1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Artikelnummer: CM0007675



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes AIF1/IBA1 (SWISS P55008). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Makrophagenaktivierung, Aktin-Bindung und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF1/IBA1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	199
GeneID	199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-147 von humanem AIF1/IBA1 (NP_001614.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55008
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eistüte