

Anti-Aif1/Iba1 Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - O70200

Artikelnummer: CM0012210



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1) für WB, IF, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt ein ~17 kDa Protein, das an Actin-Bindung und Makrophagenfunktion beteiligt ist. Ideal für Entzündungs- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF1/IBA1 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	199
Gen-ID	11629
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-AIF1/IBA1.
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O70200
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel