


Anti-Aif1/Iba1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P55008

Artikelnummer: CM0016597



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes AIF1/IBA1, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Makrophagenaktivierung und vaskulären Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF1/IBA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	199
Gen-ID	199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 von humanem AIF1/IBA1 (NP_001614.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55008
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel