


Anti-Aif1/Iba1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Artikelnummer: CM0020763



Einführung

Humaner AIF1/IBA1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal für Studien zur Makrophagenaktivierung, vaskulären Entzündung und Lymphozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIF1/IBA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	199
GeneID	199
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-147 des humanen AIF1/IBA1 (NP_001614.3) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55008
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche