

Anti-Aifm2/Fsp1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Artikelnummer: CM0006512



Einführung

Anti-AIFM2/FSP1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist das Ferroptose-Suppressorprotein 1 (FSP1), ein wichtiger Inhibitor der Ferroptose. Molekulargewicht 41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIFM2/FSP1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84883
GeneID	84883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 43-371 des humanen AIFM2/FSP1 (NP_116186.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRQ8
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku