

Anti-Aifm2/Fsp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Artikelnummer: CM0016848



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AIFM2/FSP1 (Ferroptose-Suppressorprotein 1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Ferroptose und Redoxbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIFM2/FSP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Art	Mensch
GeneID	84883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 43-371 des humanen AIFM2/FSP1/AMID/AMID (NP_116186.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRQ8
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku