

Anti-Aim2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q91Vj1

Artikelnummer: CM0023590



Einführung

Anti-Aim2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Maus-Aim2 und reagiert kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Inflammasomaktivierung, DNA-Schadensantwort und Tumorsuppressionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aim2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	Gm1313; Ifi210; Aim2
Spezies	Maus
Gen-ID	383619
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von Maus-Aim2 entspricht (NP_001013801.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q91VJ1
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel