


Anti-Aim2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14862

Artikelnummer: CM0025816



Einführung

Hochwertiger kaninchempolyklonaler Antikörper gegen humanes AIM2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt AIM2 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Inflammasomen und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PYHIN4; AIM2
Spezies	Human
GeneID (human)	9447
GeneID	9447
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 130-337 von humanem AIM2 (NP_004824.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14862
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel