


Anti-Aimp1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12904

Artikelnummer: CM0027083



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes AIMP1, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-AIMP1. Ideal für Studien zu Angiogenese, Entzündung und tRNA-Synthetase-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIMP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9255
Gen-ID	9255
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-180 von humanem AIMP1 (NP_001135888.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12904
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel