

Anti-Aip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000170

Artikelnummer: CM0017277



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes AIP (ARA9/XAP2) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der AHR-Signalübertragung und der HBV-X-Protein-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9049
Gen-ID	9049
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-330 von humanem AIP (NP_003968.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00170
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel