

Anti-Aipl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Artikelnummer: CM0029660



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AIPL1 (Aryl-Kohlenwasserstoff-interagierendes Protein-ähnliches 1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Sehforschungen und Studien zu Leber kongenitale Amaurose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AIPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23746
GenID	23746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-384 des humanen AIPL1 (NP_055151.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NZN9
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel