


## Anti-Aire-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 043918

Artikelnummer: CM0020375



### Einführung

AIRE Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf den Autoimmunregulator (APECED-Protein), der an der thymischen Selbsttoleranz beteiligt ist. SWISS: 043918.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AIRE Kaninchen pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | APSI1; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 326                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 30-130 von humanem AIRE (NP_000374.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Human, Maus, Ratte                                                                                         |
| SWISS             | 043918                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 58kDa                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                          |