

Anti-Ajuba Rabbit Monoclonal Antibody (Kd Validated) Für Wb, Ip, Elisa - Q96If1

Artikelnummer: CM0006429

Einführung

Hochwertiges kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper gegen humanes Ajuba (JUB), KD-validiert für WB, IP und ELISA. Erkennt humanes und rattes Ajuba (57 kDa). Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Zytoskelettdynamik und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] Ajuba Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JUB; [KD Validated] Ajuba
Spezies	Human
GenID	84962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 201-290 von humanem Ajuba (NP_116265.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q96IF1
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel