


Anti-Ak1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00568

Artikelnummer: CM0013632



Einführung

Anti-AK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch und Maus. AK1 ist eine zytoplasmatische Adenylatkinase, die an der Energiehomöostase und dem Nukleotidstoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HTL-S-58j; AK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	203
GenID	203
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-194 von menschlichem AK1 (NP_000467.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00568
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel