

Anti-Ak2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54819

Artikelnummer: CM0026304



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes AK2, validiert für WB und ELISA. Nützlich für die Erforschung der mitochondrialen Energiehomöostase, des Nukleotidstoffwechsels und der Hämatopoese. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADK2; AK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	204
GenID	204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-232 von humanem AK2 (NP_001616.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54819
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel