


Anti-Ak3 Kan Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uij7

Artikelnummer: CM0029827



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes AK3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an mitochondrialer Adenylatkinase und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50808
GenID	50808
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-227 von humanem AK3 (NP_057366.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIJ7
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel