

Anti-Ak4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P27144

Artikelnummer: CM0018329



Einführung

AK4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, IP, ELISA. Erkennt die humane und murine mitochondriale Adenylatkinase 4 (AK4), ein Schlüsselenzym der zellulären Energiehomöostase. Ideal für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AK4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	205
GenID	205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-223 des humanen AK4 (NP_037542.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P27144
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel