

Anti-Ak7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96M32

Artikelnummer: CM0015163

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes AK7 (Adenylatkinase 7) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Zilienfunktion und des Nukleotidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AK7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	122481
Gen-ID	122481
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96M32
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel