

Anti-Akap14 (Akap28) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Un6

Artikelnummer: CM0003729

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes AKAP14 (AKAP28, PRKA14). Validiert für WB und ELISA, geeignet für Studien zur PKA-Verankerung und Zilienfunktion. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKAP14 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKAP28, PRKA14, AKAP14
Art	Mensch
GenID (Mensch)	158798
GenID	158798
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 70-150 von humanem AKAP14 (Q86UN6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UN6
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel