

Anti-Akap4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q5Jqc9

Artikelnummer: CM0014955

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKAP4 (A-Kinase-Ankerprotein 4). Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt ein ~94 kDa testisspezifisches Spermien-Faserproteins der fibrösen Scheide.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKAP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HI; p82; CT99; FSC1; PRKA4; AKAP-4; AKAP82; AKAP 82; hAKAP82; AKAP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	8852
GeneID	8852
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 189-340 von humanem AKAP4 (NP_003877.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5JQC9
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eistasche