


Anti-Akap5 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24588

Artikelnummer: CM0014055



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Anti-AKAP5-Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines AKAP5, ein Gerüstprotein bei der cAMP-Signaltransduktion und synaptischen Plastizität. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKAP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H21; AKAP75; AKAP79; AKAP5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des humanen AKAP5 (NP_004848.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24588
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel