

Anti-Akap7-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43687 / Q9P0M2

Artikelnummer: CM0014882

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AKAP7 (A-Kinase-Ankerprotein 7), geeignet für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Erkennt Orthologe von Maus und Ratte und unterstützt Untersuchungen der PKA-vermittelten Signalübertragung. – O43687 / Q9P0M2

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKAP7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AKAP15, AKAP18, AKAP7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9465
GeneID	9465
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-81 des humanen AKAP7 (NP_004833.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O43687/Q9P0M2
Proteingewicht	8 kDa/11 kDa/39 kDa
Versand	Kühlpack