

Anti-Akap8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43823

Artikelnummer: CM0031066

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKAP8 (AKAP95), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von Chromatin-Kondensation, Zellzyklus-Regulation und PKA-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKAP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Spezies	Human
GeneID (Human)	10270
GeneID	10270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 480-692 von humanem AKAP8 (NP_005849.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O43823
Proteingröße	76kDa
Versand	Eistasche