

Anti-Akap8 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43823

Artikelnummer: CM0021837

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches AKAP8 (AKAP95). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Forschung zu Chromatin-Kondensation und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKAP8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10270
GenID	10270
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 592-692 von menschlichem AKAP8 (NP_005849.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O43823
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eispackung