

Anti-Akr1A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14550

Artikelnummer: CM0017040



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR1A1, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Aldehydentgiftung und Arzneimittelmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10327
Gen-ID	10327
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-325 von humanem AKR1A1 (NP_006057.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14550
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eistasche