

## Anti-Akr1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14550

Artikelnummer: CM0014400



### Einführung

Menschlicher AKR1A1 polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Aldo-Keto-Reduktase mit Funktionen bei Entgiftung und Carbonylreduktion. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AKR1A1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1                                                                                           |
| Art               | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 10327                                                                                                                           |
| GenID             | 10327                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-325 des menschlichen AKR1A1 (NP_006057.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | P14550                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 37 kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |