

Anti-Akr1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb Und Elisa - P14550

Artikelnummer: CM0024241



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR1A1, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Aldo-Keto-Reduktase-Funktion, Detoxifikation und Regulation der S-Nitrosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] AKR1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-325 von humanem AKR1A1 (NP_006057.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14550
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel