

Anti-Akr1B1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15121

Artikelnummer: CM0006693



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen AKR1B1 (Aldosereduktase) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-AKR1B1-Protein, ~36 kDa, geeignet für Studien zu Stoffwechsel und diabetischen Komplikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	231
GenID	231
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem AKR1B1 (NP_001619.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15121
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eispackung