

Anti-Akr1B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15121

Artikelnummer: CM0015909



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR1B1 (Aldosereduktase). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Studien zum Stoffwechsel und zu diabetischen Komplikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1B1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	231
GeneID	231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-316 des humanen AKR1B1 (NP_001619.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15121
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku