


Anti-Akr1B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P15121

Artikelnummer: CM0022457



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR1B1 (Aldose-Reduktase). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Polyol-Stoffwechselweg und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	231
GenID	231
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-316 von humanem AKR1B1 (NP_001619.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15121
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel