


Anti-Akr1B10 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O60218

Artikelnummer: CM0027070



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die AKR1B10 (ARL-1) bei Mensch, Maus und Ratte erkennen. Validiert für WB, IP, ELISA. Erkennt Aldo-Ketoreduktase Familienmitglied 1 B10 (36 kDa, O60218).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1B10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57016
Gen-ID	57016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-316 von menschlichem AKR1B10 (NP_064695.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60218
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel