


Anti-Akr1C2 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen Pab) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52895

Artikelnummer: CM0014354



Einführung

CamelBio bietet hochwertige Anti-AKR1C2-Kaninchen-polyklonale Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte; detektiert 37kDa Protein. Essenzielles Werkzeug für Steroidstoffwechsel- und Hormonforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1C2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1646
GeneID	1646
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-323 von humanem AKR1C2 (NP_995317.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52895
Proteingewicht	37kDa
Versand	Kühltasche