

Anti-Akr1C3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42330

Artikelnummer: CM0010163



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AKR1C3 (P42330). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus. Essentiell für die Forschung zu Androgenmetabolismus und hormonabhängigen Krebserkrankungen. Detektiert eine Bande bei ca. 37 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1C3 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Spezies	Human
GeneID (Human)	8644
GeneID	8644
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem AKR1C3 (P42330) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P42330
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel