


Anti-Akr1C3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42330

Artikelnummer: CM0014800



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes AKR1C3 (P42330) für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-AKR1C3. Geeignet für die Erforschung des Steroidhormonstoffwechsels und der Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1C3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Spezies	Human
GeneID (Human)	8644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-323 von humanem AKR1C3 (NP_003730.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42330
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistasche