

Anti-Akr1C4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17516

Artikelnummer: CM0030817



Einführung

AKR1C4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humaner, muriner und Ratten-AKR1C4 (P17516). Ideal für die Untersuchung von Steroidhormon-Metabolismus und Neurosteroid-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR1C4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-alpha-HSD; AKR1C4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1109
Gen-ID	1109
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17516
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel