


Anti-Akr7A2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43488

Artikelnummer: CM0018729



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR7A2 (AFAR/AKR7), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung zur Entgiftung von Aflatoxin B1, zum Stoffwechsel von Bernsteinsäuresemialdehyd und zur Produktion von Gamma-Hydroxybutyrat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR7A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8574
GeneID	8574
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-359 des humanen AKR7A2 (NP_003680.2))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43488
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku