

Anti-Akr7A3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95154

Artikelnummer: CM0031050



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AKR7A3, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die an der Entgiftung beteiligte Aflatoxin B1 Aldehyd-Reduktase ab. Ideal für die Untersuchung der zellulären Entgiftung und des Toxin-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKR7A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AFAR2; AKR7A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22977
GenID	22977
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-331 von humanem AKR7A3 (NP_036199.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95154
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel