

Anti-Akt1 (Phospho T308) Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001387



Einführung

Phospho-spezifisches kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper gegen humanes AKT1, phosphoryliert bei Thr308. Validiert für Western Blot und ELISA; ideal für PI3K/AKT-Signalgebung, Apoptose und Zellstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Akt-T308 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-Akt-T308
Spezies	Mensch
GenID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T308 von humanem Phospho-Akt-T308 (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel