

Anti-Akt1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0016417



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen AKT1, validiert für Anwendungen in WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt AKT1 (~56 kDa) aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum PI3K/AKT-Signalweg, Zellüberleben und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	AKT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	207
GenID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-480 von humanem AKT1 (NP_005154.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel