

Anti-Akt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0030275



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes AKT1 (PKB/RAC-alpha) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die AKT-Signalwegforschung in den Bereichen Zellstoffwechsel, Proliferation und Überleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207
GenID	207
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem AKT1 (NP_005154.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel