

Anti-Akt1/2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, Elisa - P31749 / P31751

Artikelnummer: CM0010853



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes AKT1 und AKT2, validiert für WB, IHC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der AKT-Signalübertragung in der Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	AKT1/2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	207/208
GeneID	207/208
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel