

Anti-Akt1/Akt2/Akt3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Artikelnummer: CM0024318



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen AKT1/AKT2/AKT3, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der AKT-Signalgebung bei Krebs, Stoffwechsel und Zellüberleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT1/AKT2/AKT3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207/208/10000
GenID	207/208/10000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-123 von humanem AKT1/AKT2/AKT3 (NP_005154.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel